




Digital Press Aesthetic





Digital Press Aesthetic

Digital Press Aesthetic, un dispositivo all'avanguardia concepito secondo le più aggiornate conoscenze tecnologiche e ampiamente testato in campo medico estetico. Trattamenti mirati e non invasivi, che consentono di mantenere o ripristinare un aspetto armonioso, valorizzando le forme ed esaltando una bellezza pulita e naturale, sempre mantenendo alti livelli di comfort e sicurezza sia per il professionista che per il paziente.

TECNOLOGIE

Pressoterapia, Infrarossi ed Elettroporazione in Medicina Estetica

L'apparecchiatura è la combinazione di tre diverse metodiche che possono essere utilizzate singolarmente o in sinergia; l'utilizzo in sinergia consente di ottenere risultati nettamente superiori rispetto ai singoli trattamenti.

Infrarossi

Evocano un aumento della temperatura distrettuale e conseguente effetto riducente. La gestione della temperatura a diversi livelli, permette di personalizzare il trattamento.

Elettrostimolazione

Consente una tonificazione e il "rimodellamento" delle varie fasce muscolari.

Pressoterapia

Induce una compressione programmata settoriale, aumentando il flusso venoso-linfatico con effetto drenante e detossinante.



800 03 51 53

Top Quality Aesthetic si riserva di variare i dati ivi riportati senza preavviso e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali.

TRATTAMENTI FRUIBILI

Rassodamento e tonificazione
Detossinante
Modellamento
Drenaggio venoso
Drenaggio linfatico

IN DOTAZIONE

N.01 Presso tuta e accessori
N.01 Tubi collegamento
N.01 Cavo alimentazione
N.04 Elettrodi grandi
N.04 Elettrodi piccoli
N.05 Fascette elastiche

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 220÷240 V, 50÷60 Hz
Potenza Max 100 W

Dimensioni:

- Dispositivo: cm 41x29x19
- Tuta: cm 91x46x12

Peso:

- Dispositivo: Kg 6.6
- Tuta: Kg 17

TOP QUALITY GROUP Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy
info@topqualitygroup.it
www.topqualitygroup.it



TOP QUALITY AESTHETIC Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italy
+39 075 8520088 | info@topqualityaesthetic.it
www.topqualityaesthetic.it